

サロニア 美顔器『スマートモイスチャーデバイス』をご購入のお客様へ

平素はケースデンキをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、サロニア 美顔器『スマートモイスチャーデバイス』の一部におきまして、商品に付属しております取扱説明書の記載内容に、誤りがあることが判明いたしました。

お客様にはご心配とご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

(株式会社I-neからの案内)

2021年8月
株式会社I-ne

サロニア 美顔器『スマートモイスチャーデバイス』取扱説明書に関するお詫びと訂正

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、弊社が販売しておりますサロニア 美顔器『スマートモイスチャーデバイス』の一部におきまして、製品に付属しております取扱説明書の記載内容に、誤りがあることが判明いたしました。


謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

■ 対象製品とご確認方法

- レシート、および、製品外箱記載のJANコードと型番をご確認ください。

※ 該当ロットは充電台の底面に記載がございます。(右図をご参照ください)

商品名	JANコード	該当ロット
サロニア スマートモイスチャーデバイス SL-0201	4562465441959	KL15/KE20



■ 取扱説明書の訂正箇所

記載箇所	誤 (×)	正 (○)
取扱説明書 充電方法 (7ページ)	④約3時間で充電が完了し、 ブザー音とともに 動作ランプが消灯します。充電が完了したらケーブルを取り外してください。	④約3時間で充電が完了し、動作ランプが消灯します。充電が完了したらケーブルを取り外してください。

■ ご対応について

本状に同封しております正誤表を取扱説明書と一緒に保管をお願いいたします。

■ お問い合わせ先

【I-ne サロニア お客様窓口】

フリーダイヤル (無料) 0120-333-476

【受付時間】 9:00~18:00 (土・日・祝日、年末年始、夏期休暇等、弊社休日を除く)

※ 携帯電話からもご利用いただけます。(IP電話はご利用になれません)

※ **電話番号はおかけ間違いのないようお願い申し上げます。**

■ 個人情報の取扱について

本件に関するお客様の個人情報(お名前・ご住所・電話番号等)は、本件以外の目的には使用いたしません。

このお知らせは、ケースデンキ各店で対象商品をご購入いただきましたお客様にお送りいたしました。

既にご対応いただいているお客様、対象外の製品をご使用のお客様に本状が届きました場合には、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。